

FS-1, Kājas slēdzis

APRAKSTS

FS-1, kājas slēdzis ar USB-A savienotāju. Vada garums 2 m.



KAT. NUMURS

BS-010177-AK

FS-1, Kājas slēdzis

AKSESUĀRI



UIS-360

Without platform, protective screen, foot-switch
Universālais Petri plašu rotators

UIS-360 universālais Petri plašu rotators ir daudzpusīga laboratorijas ierīce, kas izstrādāta, lai vienkāršotu mikrobu uzsēšanu un nodrošinātu atkārtojamus rezultātus. Ierīce nodrošina vienmērīgu rotāciju paraugu uzņemšanai uz agara virsmām, uzlabojot darba ...

[Lasīt vairāk](#)



FTA-U
4 L

Vakuuma aspirācijas sistēma

FTA-U vakuuma aspirācijas sistēma ir jaudīga, ergonomiska un izturīga aspirācijas sistēma, kas paredzēta šķidro atkritumu aprītes uzlabošanai dažādu laboratoriju vidēs, tostarp pētniecībā, klīniskajā diagnostikā, farmaceitiskajās kvalitātes kontroles laboratorijās un citur ...

[Lasīt vairāk](#)