

0.22 µm gaisa filtrs uzglabāšanas tvertnei

APRAKSTS



KAT. NUMURS

BS-070102-AK 0,22 µm gaisa filtrs uzglabāšanas tvertnei

AKSESUĀRI



Labqua Trace
BS-070105-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrīšanas sistēmu Labqua konfigurācijās ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)



Labqua HPLC
BS-070104-A02
ūdens attīrīšanas sistēma

Labqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labqua HPLC** attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)



Labqua Bio
30l uzglabāšanas tvertne
ūdens attīrīšanas sistēma

Labqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labqua Bio** attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNāžu ...

[Lasīt vairāk](#)