


# Gaisa filtrs uzglabāšanas tvertnei

## APRAKSTS



## KAT. NUMURS

BS-070104-PK

Gaisa filtrs uzglabāšanas tvertnei

## AKSESUĀRI



**Labaqua Trace**  
BS-070105-A02  
ūdens attīrīšanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Visas attīrīšanas sistēmu Labaqua konfigurācijās ražo gan īpaši tīru, gan arī tīru ūdeni. ...

[Lasīt vairāk](#)



**Labaqua HPLC**  
BS-070104-A02  
ūdens attīrīšanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labaqua HPLC** attīra ūdeni nodrošinot zemu kopējā organiskā oglekļa (TOC) ...

[Lasīt vairāk](#)



**Labaqua Bio**  
30l uzglabāšanas tvertne  
ūdens attīrīšanas sistēma

Labaqua sistēmas ir daudzfunkcionālas ūdens attīrīšanas sistēmas. Tās attīra krāna ūdeni līdz tīram un īpaši tīram stāvoklim.

Ūdens attīrīšanas sistēma **Labaqua Bio** attīra ūdeni nodrošinot zemu organisko vielu un DNāžu ...

[Lasīt vairāk](#)