

UV lampa - 30 W

APRAKSTS



KAT. NUMURS

BS-040107-S05

UV lampa, 30 W



UVT-S-AR
BS-040107-A07
PĶR (PCR) kabinets

UVT-S-AR ir UV gaismas DNS/RNS attīrīšanas kabinets, kas paredzēts, lai radītu tīru, no piesārņojuma brīvu vidi PĶR (PCR) paraugu sagatavošanai un citām ar nukleīnskābēm saistītām darbībām.

Šīm modelim ir divkāša ...

[Lasīt vairāk](#)