

TSP-24/1.5, bloks

APRAKSTS

24x1.5 ml mēģenes

KAT. NUMURS

BS-010178-KK

TSP-24/1.5

SPECIFIKĀCIJA

1.5ml mēģeņu daudzums	24
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C

AKSESUĀRI



TS-100C Pro

Programmējams termokratītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)