

TSP-24/2.0, bloks

APRAKSTS

24 × 2 ml mēģenes

KAT. NUMURS

BS-010178-JK

TSP-24/2.0

SPECIFIKĀCIJA

2ml mēģeņu daudzums	24
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C

AKSESUĀRI



TS-100C Pro

Programmējams termokratītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)