

TSP-96/PCR, bloks

APRAKSTS

96 mikromēģeņu PCR mikroplate (0.2 ml) vai 12 × 8-vietīgām pa 0,2 ml strip tipa mēģenēm vai 96 × 0,2 ml mikromēģenēm

KAT. NUMURS

BS-010178-HK

TSP-96/PCR

SPECIFIKĀCIJA

96 mikromēģeņu PCR mikroplate bez- vai daļējām sānu malām (0.2 ml)	1
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C

AKSESUĀRI



TS-100C Pro

Programmējams termokrātītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)