

TSP-96/PCR, bloks

APRAKSTS

96 mikromēģeņu PCR mikroplate (0.2 ml) vai 12 × 8-vietīgām pa 0,2 ml strip tipa mēģenēm vai 96 × 0,2 ml mikromēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

96 mikromēģeņu PCR mikroplate bez- vai daļējām sānu malām (0.2 ml)	1
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010178-HK

TSP-96/PCR



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Programmējams termokratiņš ar sildīšanu un dzesēšanu

TS-100C Pro ir programmējams laboratorijas termokratiņš, kas vienā kompaktā ierīcē apvieno precīzu sildīšanu un dzesēšanu, intensīvu maisīšanu un maināmus termoblokus.

Tas ir paredzēts atkārtojamiem paraugu sagatavošanas darba procesiem un ļauj ...

[Lasīt vairāk](#)