

TSP-20/0.5+12/1.5, bloks

APRAKSTS

20 × 0,5 ml + 12 × 1,5 ml mēģenes

SPECIFIKĀCIJA

0.5ml mēģeņu daudzums	20
1.5ml mēģeņu daudzums	12
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C

AKSESUĀRI

KAT. NUMURS

BS-010178-MK

TSP-20/0.5+12/1.5



TS-100C Pro

Programmējams termokratītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)