

TSP-20/0.2+12/1.5, bloks

APRAKSTS

20 × 0,2 ml + 12 × 1,5 ml mēģenes

SPECIFIKĀCIJA

0.2ml mēģeņu daudzums	20
1.5ml mēģeņu daudzums	12
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C



KAT. NUMURS

BS-010178-LK

TSP-20/0.2+12/1.5



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Programmējams termokratiņš ar sildīšanu un dzesēšanu

TS-100C Pro ir programmējams laboratorijas termokratiņš, kas vienā kompaktā ierīcē apvieno precīzu sildīšanu un dzesēšanu, intensīvu maisīšanu un maināmus termoblokus.

Tas ir paredzēts atkārtojamiem paraugu sagatavošanas darba procesiem un ļauj ...

[Lasīt vairāk](#)