

## TSP-20/0.2+12/1.5, bloks

### APRAKSTS

20 × 0,2 ml + 12 × 1,5 ml mēģenes

### KAT. NUMURS

BS-010178-LK

TSP-20/0.2+12/1.5

### SPECIFIKĀCIJA

|                       |       |
|-----------------------|-------|
| 0.2ml mēģeņu daudzums | 20    |
| 1.5ml mēģeņu daudzums | 12    |
| Maksimālie apgr./min  | 2500  |
| Maksimālā temperatūra | 100°C |

### AKSESUĀRI



#### TS-100C Pro

Programmējams termokratītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)