

TSP-32/0.5, bloks

APRAKSTS

32 × 0.5 ml mēģenes

SPECIFIKĀCIJA

0.5ml mēģeņu daudzums	32
Maksimālie apgr./min	2500
Maksimālā temperatūra	100°C

AKSESUĀRI

KAT. NUMURS

BS-010178-EK

TSP-32/0.5



TS-100C Pro

Programmējams termokrātītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)