

TSP-8/5, bloks

APRAKSTS

8 × 5 ml koniskajām mēģenes

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min

1200

Maksimālā temperatūra

100°C

KAT. NUMURS

BS-010178-IK

TSP-8/5

AKSESUĀRI



TS-100C Pro

Programmējams termokrātītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)