

TSP-8/15, bloks

APRAKSTS

8 × 15 ml koniskajām mēģenes

KAT. NUMURS

BS-010178-FK

TSP-8/15

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1100
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas $\varnothing$	17 mm
Bloka ligzdas dziļums	80 mm

AKSESUĀRI



TS-100C Pro

Programmējams termokrātītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The TS-100C Pro is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)