

TSP-4/50, bloks

APRAKSTS

4 × 50 ml koniskajām mēģenes

KAT. NUMURS

BS-010178-GK

TSP-4/50

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1000
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas $\varnothing$	29.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	76.5 mm

AKSESUĀRI



TS-100C Pro

Programmējams termokratītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)