

TSP-20/CV10, bloks

APRAKSTS

20 × 10 mm kivetēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1100
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas $\emptyset$	□ 12.5 x 12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	31 mm

AKSESUĀRI

KAT. NUMURS

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro

Programmējams termokrātītājs ar sildīšanu un dzesēšanu

The **TS-100C Pro** is a programmable laboratory thermo-shaker that combines precise heating and cooling, intensive mixing and interchangeable thermoblocks in one compact instrument.

Designed for repeatable sample-preparation workflows, it allows ...

[Lasīt vairāk](#)