


TSP-20/CV10, bloks

APRAKSTS

20 × 10 mm kivetēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1100
Maksimālā temperatūra	80°C
Bloka ligzdas $\varnothing$	□ 12.5 x 12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	31 mm



KAT. NUMURS

BS-010178-DK

TSP-20/CV10



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Programmējams termokratiņš ar sildīšanu un dzesēšanu

TS-100C Pro ir programmējams laboratorijas termokratiņš, kas vienā kompaktā ierīcē apvieno precīzu sildīšanu un dzesēšanu, intensīvu maisīšanu un maināmus termoblokus.

Tas ir paredzēts atkārtojamiem paraugu sagatavošanas darba procesiem un ļauj ...

[Lasīt vairāk](#)