

TSP-24/CRY01.8, bloks

APRAKSTS

24 × 1–1.8 ml kriomēģenēm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C
Bloka ligzdas ø	12.5 mm
Bloka ligzdas dziļums	20 mm



KAT. NUMURS

BS-010178-BK	TSP-24/CRY01.8
--------------	----------------



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Programmējams termokratiņš ar sildīšanu un dzesēšanu

TS-100C Pro ir programmējams laboratorijas termokratiņš, kas vienā kompaktā ierīcē apvieno precīzu sildīšanu un dzesēšanu, intensīvu maisīšanu un maināmus termoblokus.

Tas ir paredzēts atkārtojamiem paraugu sagatavošanas darba procesiem un ļauj ...

[Lasīt vairāk](#)