

VP-20C, bloks

APRAKSTS

20 × mēģenēm ar lodveida pamatni, Ø12 mm

SPECIFIKĀCIJA

Maksimālie apgr./min	1400
Maksimālā temperatūra	100°C
Bloka ligzdas Ø	12 mm
Bloka ligzdas dziļums	50 mm

AKSESUĀRI

KAT. NUMURS

BS-010176-TK

VP-20C



TS-100C

Without thermoblock

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C. **TS-100C** funkcijas atbilst ...

[Lasīt vairāk](#)



TS-100C Smart

Iekļauta programmatūra, bez sildīšanas bloka

Kratītājs-Termostats ar dzesēšanas funkciju mēģenēm un mikroplatei

Kratītājs-termostats **TS-100C Smart** nodrošina paraugu maisīšanu un termoregulēšanu mikrotestu mēģenēs vai PCR planšetē. Dotais kratītāja-termostata modelis atšķiras no iepriekšējā modeļa TS-100 ar iespēju atdzesēt paraugus līdz temperatūrai +4°C kā arī ...

[Lasīt vairāk](#)