

Apsildāms vāks modelim TS-100C Pro

APRAKSTS

Noņemams, neatkarīgi apsildāms pārsegs, kas nodrošina temperatūras un kondensāta kontroli

Savietojams ar blokiem:

1. [TSP-20/0.5+12/1.5](#)
2. [TSP-20/0.2+12/1.5](#)
3. [TSP-32/0.5](#)
4. [TSP-24/1.5](#)
5. [TSP-24/2.0](#)
6. [TSP-20/CV10](#)
7. [TSP-96/PCR](#)



KAT. NUMURS

BS-010178-NK

Apsildāms vāks



TS-100C Pro

BS-010178-A01

Programmējams termokratiņš ar sildīšanu un dzesēšanu

TS-100C Pro ir programmējams laboratorijas termokratiņš, kas vienā kompaktā ierīcē apvieno precīzu sildīšanu un dzesēšanu, intensīvu maisīšanu un maināmus termoblokus.

Tas ir paredzēts atkārtojamiem paraugu sagatavošanas darba procesiem un ļauj ...

[Lasīt vairāk](#)