

HSC-2000, turētājs

APRAKSTS

Turētājs 2000 ml - Ø165 mm priekš UP-168
Maks. - 150 apgr./min



KAT. NUMURS

BS-010167-QK

HSC-2000, turētājs 2000ml kolbām

AKSESUĀRI



UP-168
BS-010135-JK
platforma

Universālā platforma dažāda izmēra kolbu, burciņu turētājiem. Turētāji nav iekļauti platformas komplektā un tos ir jāpasūta atsevišķi.



ES-20/80
Software included, without platform
Kratītājs-inkubators

Kratītājs-inkubators **ES-20/80** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Kratītājs-inkubators ar dzesēšanu

Kratītājs-inkubators **ES-20/80C** biotehnoloģiskajām un farmaceutiskajām laboratorijām ir profesionālas kategorijas aprīkojums. Tipiskie pielietojumi ietver - mikrobu un šūnu kultūru audzēšanu, olbaltumvielu ekspresiju, šķīdības pētījumus, vispārēju sajaukšanu, kā arī citus dažādus pielietojumus ...

[Lasīt vairāk](#)