

HYC-85GD, New Generation Pharmacy Refrigerator

DESCRIPTION

Used for storage of medicines, vaccines, reagents, biological products and other items that require a temperature between 2-8°C in hospitals, pharmacies, pharmaceutical factories, clinics and laboratories etc.

- Zems enerģijas patēriņš: 0,99 kWh/dienā
- Lieliska veiktspēja: temperatūras vienmērība $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$
- Klusa darbība: 35dB
- Lietotāja maināma eņģu puse
- Trīsslāņu rūdiņa stikla durvis

[More info](#)

