

“Драй-блок” термостаты серии QB, Горячие реакции для любых пробирок

ОПИСАНИЕ

- Термостаты типа «Драй блок» фирмы Grant Instruments отличают безопасность, надежность, высокая скорость нагрева - это отличные решения для нестандартных нужд всех лабораторий;
- Термостатирование для любых стандартных пробирок, начиная с объема 0,2 мл и заканчивая 50 мл;
- Полная взаимозаменяемость алюминиевых блоков;
- Защита от перегрева;
- Широкий выбор аналоговых и цифровых моделей.



КАТ. HOMEP

QBD1	230VAC 50/60Hz Euro plug
QBD1L	120VAC 60Hz US plug
QBD2	230VAC 50/60Hz Euro plug
QBD2L	120VAC 60Hz US plug
QBD4	230VAC 50/60Hz Euro plug
QBD4L	120VAC 60Hz US plug
QBH2	230VAC 50/60Hz Euro plug
QBH2L	120VAC 60Hz US plug