

MagSorb-16, магнитный штатив для ручного выделения нуклеиновых кислот

ОПИСАНИЕ

Биосан представляет полную линейку инструментов для использования наборов и протоколов для экстракции магнитными частицами от разных производителей, соответствующую самым строгим требованиям пользователей.

Одну из основ линейки составляет **MagSorb-16**, магнитная подставка, легко вмещающая до 16 одноразовых пробирок (1,5 - 2 мл).

Разные производители предлагают широкий выбор наборов для магнитной экстракции НК, но все они основываются на магнитных частицах и используют общие принципы экстракции. Каждый шаг экстракции магнитными частицами является ключевым, поэтому важно выбрать правильное оборудование для эффективной очистки НК.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

Число гнезд в камере	16
Объем пробирок	1.5 - 2 ml
Размеры (Д×Ш×В)	160x50x50 мм
Вес	0.24 kg

КАТ. НОМЕР

BS-010601

MagSorb-16, магнитный штатив