

R-6, ротор

ОПИСАНИЕ

Ротор для одноразовых пластиковых пробирок с коническим дном и крышечкой. Алюминиевые стаканы

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Материал держателей для пробирок	Алюминий
Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры пробирки (Ø × длина)	29 × 115 мм
Количество мест	6
Объем	50 мл
Макс. скорость	4200 об/мин
Макс. RCF: LMC-3000	1610 × g
Макс. RCF: LMC-4200R	3160 × g
Производители пробирок:	Nunc, Greiner, Sarstedt, Corning, Greiner Bio-one и т.д.
Автоклавируемая	+



КАТ. HOMEP

BS-010208-DK

Ротор R-6

АКСЕССУАРЫ



LMC-3000

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

LMC-3000 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-12

Without rotor

Центрифуга лабораторная

LMC-12 - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...

[читать далее](#)



BI-25-6

BS-010221-VK

комплект адаптеров

Для ротора R-6, R-6P, Ri-6, Ri-6P дополнительные вкладыши (6 шт) - BI-25-6 для конических пробирок 25 мл



RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

Штатив для роторов