

# R-24GC, ротор

## ОПИСАНИЕ

Ротор на 24 гелевые карты для серологического тестирования по группам крови RCF 280 x g

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип ротора	колебательный (Swing-out)
Размеры карты (Д × Ш)	53 × 74 мм
Количество мест	24
Макс. скорость	1500 об/мин
Макс. RCF: LMC-3000	280 × g
Макс. RCF: LMC-4200R	280 × g
Производители гелевых карт	Grifols, DiaMed и т.д.
Автоклавируемая	+



## КАТ. НОМЕР

BS-010208-VK

Ротор R-24GC

## АКСЕССУАРЫ



### LMC-3000

Without rotor

Центрифуга медицинская лабораторная

**LMC-3000** - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



### LMC-12

Without rotor

Центрифуга лабораторная

**LMC-12** - современная настольная низкоскоростная центрифуга, предназначенная для работы с 96-луночными микропланшетами, лабораторными пробирками до 50 мл и гелевыми картами. Широко применяется в лабораториях биомедицинского профиля.

Особенности:

- Удобный ввод параметров ...

[читать далее](#)



### LMC-4200R

Without rotor

Центрифуга лабораторная с охлаждением

Лабораторная настольная центрифуга с охлаждением **LMC-4200R** обеспечивает контроль температуры биоматериала в процессе центрифугирования. Контроль так называемой «холодовой полки» является «золотым стандартом» энзимологов и клеточных биологов, поскольку он создает необходимые условия ...



### RR-U

BS-010208-UK

штатив для роторов

Штатив для роторов