

T-4L, Стол

ОПИСАНИЕ

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Максимальная нагрузка	75 кг
Размеры (Д×Ш×В)	1290 × 600 × 770 мм
Вес	36 кг



KAT. HOMEP

BS-040107-BK

T-4L, Стол

АКСЕССУАРЫ



UVT-S-AR
BS-040107-A07
ПЦР бокс / УФ-кабинет

UVT-S-AR это ПЦР бокс для очистки ДНК/РНК с помощью УФ-излучения, разработанный для создания чистой, свободной от загрязнений среды для пробоподготовки ПЦР и других рабочих процессов, связанных с нуклеиновыми кислотами.

Оснащен ...

[читать далее](#)



LF-1
BS-050101-BK
Лабораторная тумбочка

Новая модульная конструкция лабораторной мебели обеспечивает гибкость и легкость в использовании.