

UP-12, платформа

ОПИСАНИЕ

Универсальная платформа для различных видов колб с силиконовым ковриком.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

270 × 185 × 40 мм

Объем колбы

универсальная



KAT. HOMEP

BS-010108-AK

Платформа UP-12

АКСЕССУАРЫ



HB-200
BS-010108-FK

Дополнительный фиксирующий стержень для платформы UP-12



ES-20
Without platform
Шейкер-инкубатор

ES-20 — настольный компактный шейкер-инкубатор. Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.

Встроенный микропроцессорный термоконтроллер обеспечивает постоянный температурный контроль в камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать температуру внутри ...

[читать далее](#)



PSU-10i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер **PSU-10i** обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из 6 разных взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение ...

[читать далее](#)



CPS-20
Without platform
CO₂ Шейкер

CO₂ шейкер **CPS-20** обеспечивает регулируемое орбитальное движение платформы и разработан специально для CO₂ инкубаторов. **CPS-20** разработан для использования в агрессивной среде угольной кислоты, обеспечивая воспроизводимые результаты культивации клеток. ...

[читать далее](#)