

# PP-4, платформа

## ОПИСАНИЕ

Платформа для чашек Петри, VDLR Latex тестов и планшет.

## СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

215 × 215 мм



## KAT. HOMEP

BS-010108-BK

Платформа PP-4

## АКСЕССУАРЫ



ES-20

Without platform  
Шейкер-инкубатор

ES-20 — настольный компактный шейкер-инкубатор. Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.

Встроенный микропроцессорный термоконтроллер обеспечивает постоянный температурный контроль в камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать температуру внутри ...

[читать далее](#)



SPM

BS-010111-BK

двухсторонний клеевой коврик

Двухсторонний клеевой коврик. SPM совместим с платформой PP-4, которая устанавливается как на орбитальный шейкер PSU-10i, так и в шейкер-инкубатор ES-20.



PSU-10i

Without platform  
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-10i обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из 6 разных взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение ...

[читать далее](#)