

P-16/88, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа с пружинными держателями для 88 пробирок, диаметром до 30 мм.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

275 × 205 × 75 мм



KAT. HOMEP

BS-010116-BK

Платформа P-16/88

АКСЕССУАРЫ



ES-20

Without platform
Шейкер-инкубатор

ES-20 — настольный компактный шейкер-инкубатор. Предназначен для культивирования клеток по заданной оператором программе.

Встроенный микропроцессорный термодатчик обеспечивает постоянный температурный контроль в камере инкубатора и позволяет устанавливать и поддерживать температуру внутри ...

[читать далее](#)



PSU-10i

Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-10i обеспечивает регулируемое орбитальное вращение платформы и рассчитан на использование как в небольших специализированных биотехнологических лабораториях, так и в крупных, многопрофильных: выбор из 6 разных взаимозаменяемых платформ гарантирует выполнение ...

[читать далее](#)



CPS-20

Without platform
CO₂ Шейкер

CO₂ шейкер CPS-20 обеспечивает регулируемое орбитальное движение платформы и разработан специально для CO₂ инкубаторов. CPS-20 разработан для использования в агрессивной среде угольной кислоты, обеспечивая воспроизводимые результаты культивации клеток. ...

[читать далее](#)