

UP-330, платформа

ОПИСАНИЕ

Универсальная платформа с регулируемыми фиксирующими стержнями позволяет разместить лабораторную посуду различной геометрии.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

300 × 400 × 80 мм

Объем колбы

универсальная



КАТ. HOMEP

BS-010145-AK

Платформа UP-330

АКСЕССУАРЫ



NB-330
BS-010145-BK

Дополнительный фиксирующий стержень для платформы UP-330



PSU-20i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)