

## P-30/100, платформа

### ОПИСАНИЕ

Платформа для колб.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Размеры рабочей поверхности | 360 × 400 мм |
| Объем колбы                 | 100-150 мл   |
| Количество зажимов          | 30           |




### КАТ. HOMEP

BS-010135-BK

Платформа P-30/100

### АКСЕССУАРЫ



#### P-EX

BS-010173-CK

комплект для смены платформы

Комплект для замены платформ позволяет быстрее заменять плоские платформы.

Благодаря системе скольжения платформ теперь возможна установка 4 колб по 2 л в шейкеры-инкубаторы ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C.

Комплект для замены платформ подходит ...

[читать далее](#)



#### ES-20/60

Without platform

Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60

для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



#### PSU-20i

Without platform

Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)