

## P-16/250, платформа

### ОПИСАНИЕ

Платформа для колб.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности	360 × 400 мм
Объем колбы	250-300 мл
Количество зажимов	16



### КАТ. HOMEP

BS-010135-CK

Платформа P-16/250

### АКСЕССУАРЫ



ES-20/60  
Without platform  
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60 для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



PSU-20i  
Without platform  
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)