

Р-6/1000, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа для колб.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности	360 × 400 мм
Объем колбы	1000 мм
Количество зажимов	6




КАТ. HOMER

BS-010135-DK

Платформа Р-6/1000

АКСЕССУАРЫ



P-EX

BS-010173-CK

комплект для смены платформы

Комплект для замены платформ позволяет быстрее заменять плоские платформы.

Благодаря системе скольжения платформ теперь возможна установка 4 колб по 2 л в шейкеры-инкубаторы ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C.

Комплект для замены платформ подходит ...

[читать далее](#)



ES-20/60

Without platform

Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60

для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



PSU-20i

Without platform

Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)