

TR-44/15, штатив

ОПИСАНИЕ

Штатив с регулируемым углом наклона для UP-168

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем пробирки	15 мл
Вместимость	44
Диаметр отверстия	17 мм



КАТ. HOMEP

BS-010135-LK

TR-44/15, штатив для пробирок, 15мл

АКСЕССУАРЫ



UP-168
BS-010135-JK
платформа

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объёма. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.



ES-20/60
Without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60

для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80

для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



PSU-20i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)