

PP-400, платформа

ОПИСАНИЕ

Плоская платформа с нескользящим силиконовым покрытием позволяет размещать различные контейнеры с низким профилем.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности

360 × 400 мм



КАТ. НОМЕР

BS-010135-FK

Платформа PP-400 с силиконовым ковриком

АКСЕССУАРЫ



ES-20/60

Without platform

Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60

для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



ES-20/80

Software included, without platform

Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80

для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C

Software included, without platform

Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C

для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)