

UP-168, платформа

ОПИСАНИЕ

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объёма. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры (Д×Ш×В)

360 x 400 мм




КАТ. НОМЕР

BS-010135-ЖК

Платформа UP-168

АКСЕССУАРЫ



P-EX

BS-010173-СК

комплект для смены платформы

Комплект для замены платформ позволяет быстрее заменять плоские платформы.

Благодаря системе скольжения платформ теперь возможна установка 4 колб по 2 л в шейкеры-инкубаторы ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C.

Комплект для замены платформ подходит ...

[читать далее](#)



SPML

BS-010135-МК

двухсторонний клеевой коврик

Двухсторонний клеевой коврик. **SPML** совместим с платформой **UP-168**, которая устанавливается как на орбитальный шейкер **PSU-20i**, так и на шейкеры-инкубаторы.



TR-44/15

BS-010135-ЛК

штатив

Штатив с регулируемым углом наклона для UP-168



TR-21/50

BS-010135-КК

штатив

Штатив с регулируемым углом наклона для UP-168



FC-50

BS-010126-МК

зажим

Зажимы для колб объёмом 50 мл - Ø50 мм для UP-168



FC-100
BS-010126-NK
зажим

Зажимы для колб
объёмом 100 мл - Ø65 мм для
UP-168



FC-250
BS-010126-JK
зажим

Зажимы для колб объёмом
250 мл - Ø85 мм для UP-168



FC-500
BS-010126-LK
зажим

Зажимы для колб
объёмом 500 мл - Ø105
мм для UP-168



FC-1000
BS-010126-1K
зажим

Зажимы для колб
объёмом 1000 мл - Ø130
мм для UP-168



HSC-50
BS-010167-DK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для
колб объёмом 50 мл - Ø50
мм для UP-168



HSC-100
BS-010167-EK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для
колб объёмом 100 мл -
Ø65 мм для UP-168



HSC-250
BS-010167-FK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для
колб объёмом 250 мл - Ø85
мм для UP-168



HSC-500
BS-010167-JK
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для
колб объёмом 500 мл - Ø105
мм для UP-168



HSC-1000
BS-010167-1K
обжимающие зажимы

Обжимающие зажимы для
колб объёмом 1000 мл - Ø130
мм для UP-168



FC-2000
BS-010126-NK
зажим

Зажимы для колб
объёмом 2000 мл -
Ø165 мм для UP-168
Макс. - 150 об/мин



HSC-2000
BS-010167-QK
зажим

Зажимы для колб
объёмом 2000 мл -
Ø165 мм для UP-168
Макс. - 150 об/мин



ES-20/60
Without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор **ES-20/60**
для микробиологических,
биотехнологических и
фармацевтических
лабораторий относится к
категории пилотных установок
и предназначен для
культивирования клеток
микроорганизмов,
эукариотических клеток,
включая клетки животных,
растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор
предусмотрен для ...

[читать далее](#)



ES-20/80
Software included, without
platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор **ES-20/80**
для биотехнологических и
фармацевтических
лабораторий относится к
категории профессионального
оборудования. Типичные
способы применения –
культивирование
микробиологических и
клеточных культур, экспрессия
белков, исследования
растворяемости, общее
смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C
Software included, without
platform
Шейкер-инкубатор с
охлаждением

Шейкер-инкубатор **ES-20/80C**
для биотехнологических и
фармацевтических
лабораторий относится к
категории профессионального
оборудования. Типичные
способы применения –
культивирование
микробиологических и
клеточных культур, экспрессия
белков, исследования
растворяемости, общее
смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



PSU-20i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер **PSU-20i** обеспечивает
три вида движения:
орбитальное, возвратно-
поступательное и
вибрационное, которые могут
быть реализованы по
отдельности, попарно, а также
последовательно в
повторяющемся цикле.
Прибор рассчитан на
использование как в
небольших ...

[читать далее](#)