

## HSP-9/500, платформа

### ОПИСАНИЕ

Платформа с обжимающими зажимами для колб.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности	360 × 400 мм
Объем колбы	500 мл
Количество зажимов	9



### КАТ. HOMEP

BS-010167-NK

Платформа HSP-9/500

### АКСЕССУАРЫ



ES-20/80

Software included, without platform  
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C

Software included, without platform  
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)