

HSP-30/100, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа с обжимающими зажимами для колб.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Размеры рабочей поверхности	360 × 400 мм
Объем колбы	100-150 мл
Количество зажимов	30




КАТ. HOMEP

BS-010167-KK

Платформа HSP-30/100

АКСЕССУАРЫ



P-EX

BS-010173-CK

комплект для смены платформы

Комплект для замены платформ позволяет быстрее заменять плоские платформы.

Благодаря системе скольжения платформ теперь возможна установка 4 колб по 2 л в шейкеры-инкубаторы ES-20/60, ES-20/80, ES-20/80C.

Комплект для замены платформ подходит ...

[читать далее](#)



ES-20/80

Software included, without platform

Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C

Software included, without platform

Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)