

## FC-1000, зажим

### ОПИСАНИЕ

Зажимы для колб объемом 1000 мл - Ø130 мм для UP-168



### КАТ. HOMEP

BS-010126-IK

FC-1000, зажим 1000ml

### АКСЕССУАРЫ



**UP-168**  
BS-010135-JK  
платформа

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объема. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.



**ES-20/60**  
Without platform  
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60 для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



**PSU-20i**  
Without platform  
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)