

FC-2000, зажим

ОПИСАНИЕ

Зажимы для колб объемом 2000 мл - Ø165 мм для UP-168
Макс. - 200 об/мин



КАТ. HOMEP

BS-010126-NK

FC-2000, зажим 2000ml

АКСЕССУАРЫ



UP-168
BS-010135-JK
платформа

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объема. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.



ES-20/60
Without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/60 для микробиологических, биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории пилотных установок и предназначен для культивирования клеток микроорганизмов, эукариотических клеток, включая клетки животных, растений и насекомых.

Шейкер-инкубатор предусмотрен для ...

[читать далее](#)



ES-20/80
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор ES-20/80 для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор ES-20/80C для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



PSU-20i
Without platform
Орбитальный шейкер

Шейкер PSU-20i обеспечивает три вида движения: орбитальное, возвратно-поступательное и вибрационное, которые могут быть реализованы по отдельности, попарно, а также последовательно в повторяющемся цикле. Прибор рассчитан на использование как в небольших ...

[читать далее](#)