


HSC-1000, обжимающие зажимы

ОПИСАНИЕ

Обжимающие зажимы для колб объемом 1000 мл - Ø130 мм для UP-168



КАТ. HOMEP

BS-010167-ИК

HSC-1000, зажим 1000ml

АКСЕССУАРЫ



UP-168
BS-010135-JK
платформа

Универсальная платформа с зажимами позволяет одновременно разместить колбы или бутылки разного объёма. Зажимы не входят в комплект поставки и их необходимо заказывать отдельно.



ES-20/80
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор

Шейкер-инкубатор **ES-20/80** для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)



ES-20/80C
Software included, without platform
Шейкер-инкубатор с охлаждением

Шейкер-инкубатор **ES-20/80C** для биотехнологических и фармацевтических лабораторий относится к категории профессионального оборудования. Типичные способы применения – культивирование микробиологических и клеточных культур, экспрессия белков, исследования растворимости, общее смешивание, а также другие ...

[читать далее](#)