

P-02/96, платформа

ОПИСАНИЕ

Платформа для 96 пробирок по 0.2 мл или ПЦР планшета без юбки / с полуюбкой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Объем микропробирок	0.2 мл
Вместимость	96
ПЦР планшет	Semi-/unskired PCR plate



КАТ. HOMEP

BS-010216-CK

Платформа P-02/96



MPS-1

With built-in universal platform

Высокоскоростной шейкер для планшето и пробирок

Высокоскоростной шейкер **MPS-1** осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколоночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объемом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой ...

[читать далее](#)