

## P-2/24, платформа

### ОПИСАНИЕ

Для 24 пробирок по 1.5-2 мл.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	24
Объем микропробирок	1.5-2 мл



### КАТ. HOMEP

BS-010216-AK

Платформа P-2/24



**MPS-1**

With built-in universal platform

Высокоскоростной шейкер для планшетов и пробирок

Высокоскоростной шейкер **MPS-1** осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколоночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объемом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой ...

[читать далее](#)