

P-05/32, платформа

ОПИСАНИЕ

Для 32 пробирок по 0.5 мл.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость

32

Объем микропробирок

0.5 мл



КАТ. HOMEP

BS-010216-BK

Платформа P-05/32



MPS-1

With built-in universal platform

Высокоскоростной шейкер для планшето и пробирок

Высокоскоростной шейкер **MPS-1** осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколоночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объемом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой ...

[читать далее](#)