

P-02/05, платформа

ОПИСАНИЕ

Для 96 пробирок по 0.2 мл или ПЦР планшета без юбки / с полуюбкой.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Вместимость	24 and 48
Объем микропробирок	0.5 ml and 0.2 ml



КАТ. HOMEP

BS-010216-DK

Платформа P-02/05



MPS-1

With built-in universal platform

Высокоскоростной шейкер для планшетов и пробирок

Высокоскоростной шейкер **MPS-1** осуществляет регулируемое перемешивание реагентов в 96-луночных планшетах, ПЦР планшетах, глубоколоночных планшетах и микропробирках. Функция шейкера доступна для микропробирок объемом 0,2–2 мл, а функция вортекса позволяет перемешивать любой ...

[читать далее](#)