

## PRS-26, платформа

### ОПИСАНИЕ

26 пробирки диам. 10-16 мм (1.5-15 мл).

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Тип платформы    | standard  |
| Диаметр пробирки | 10-16 мм  |
| Объем пробирки   | 1.5-15 мл |
| Вместимость      | 26        |



### KAT. HOMEP

BS-010117-GK

Платформа PRS-26



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)