

## PRS-5/12, платформа

### ОПИСАНИЕ

5 пробирок диам. 20-30 мм (50 мл пробирки) и 12 пробирок диам. 10-16 мм (1.5-15 мл пробирки).

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Диаметр пробирки	20-30 и 10-16 мм
Объем пробирки	до 50 и 1.5-15 мл
Вместимость	5 и 12
Тип платформы	опциональная



### КАТ. HOMEP

BS-010117-НК

Платформа PRS-5/12



**Multi Bio RS-24**  
Including PRS-26 platform  
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)