

PRS-10, платформа

ОПИСАНИЕ

10 пробирок диам. 20-30 мм (50 мл пробирки).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тип платформы	standard
Диаметр пробирки	20-30 мм
Объем пробирки	до 50 мл
Вместимость	10



КАТ. HOMER

BS-010117-ИК

Платформа PRS-10



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)