

PRSC-22, платформа

ОПИСАНИЕ

22 пробирки диам. 16 мм (15 мл).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

| | |
|------------------|--------------|
| Объем пробирки | 15 мл |
| Вместимость | 22 |
| Тип платформы | опциональная |
| Диаметр пробирки | 25-30 мм |



КАТ. HOMEP

BS-010117-LK

Платформа PRSC-22



Multi Bio RS-24
Including PRS-26 platform
Мульти-ротатор

Мультиротатор **Multi Bio RS-24** обеспечивает реализацию нескольких видов движения: (1) **Вращательное движение**, (2) **Возвратно-поступательное (покачивающее) движение**, (3) **Встряхивание** в одном модуле. Эта опция инструментов Биосан значительно расширяет возможности ...

[читать далее](#)